

Anticorpo Monoclonal Anti-Islet1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61371

Número do item: CM0002219

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Islet1 humana (P61371), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para o estudo da diferenciação neuronal e desenvolvimento cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Islet1
Observações/Alias	Isl-1; ISLET1; Islet1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3670
GeneID	3670
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da Islet1 humana (P61371).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P61371
Peso da Proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo