

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Islet1 Para Wb, Elisa - P61371

Número do item: CM0028848

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Islet1 de alta qualidade, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com Islet1 humano, de rato e camundongo, um fator de transcrição chave no desenvolvimento. Ideal para pesquisa em neurociência, cardiologia e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Islet1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Isl-1; ISLET1; Islet1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3670
GeneID	3670
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 do Islet1 humano (NP_002193.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61371
Peso Proteico	39kDa
Remessa	Saco de Gelo