


Anticorpo Policlonal Anti-Ist1 Para Wb, Elisa - P53990

Número do item: CM0029754



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IST1 (CHMP8, OLC1). Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar citocinese mediada por ESCRT-III e dinâmica do envelope nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IST1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OLC1; CHMP8; IST1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9798
GeneID	9798
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-335 do IST1 humano (NP_001257906.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53990
Peso Proteico	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo