


Anticorpo Policlonal Anti-Isy1 Para Wb, Elisa - Q9ULr0

Número do item: CM0018163



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ISY1 humano, um fator de splicing de pré-mRNA e regulador do processamento de miRNA. Validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em splicing e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ISY1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FSAP33; ISY1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57461
ID do Gene	57461
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-307 do ISY1 humano (NP_001186398.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9ULR0
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo