

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Isyna1 Para Wb E Elisa - Q9Nph2

Número do item: CM0027086

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ISYNA1 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta ISYNA1 humano, de camundongo e de rato. O ISYNA1 é a enzima limitante da velocidade na biossíntese de mio-inositol. Adequado para pesquisas metabólicas e de sinalização lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ISYNA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IPS; INO1; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51477
ID do Gene	51477
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ISYNA1 humano (NP_057452.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPH2
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo