

Anticorpo Policlonal Anti-Itch Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96J02

Número do item: CM0022728



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITCH (AIP4), validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da ligase E3 de ubiquitina e vias de sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITCH Rabbit pAb
Observações/Apelido	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; ITCH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83737
GeneID	83737
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-155 de ITCH (NP_001244066.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96J02
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco de gelo