


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Itch (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q96J02

Número do item: CM0010554



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para ITCH (Q96J02), uma ligase de ubiquitina E3. Validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar vias de ubiquitinação e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ITCH mAb de Coelho
Observações/Apelido	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83737
ID do Gene	83737
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ITCH humano (Q96J02).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96J02
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco com gelo