

Anticorpo Policlonal Anti-Itfg1 Para Wb, Elisa - Q8Tb96

Número do item: CM0013338

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITFG1 humano, adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. O alvo é uma proteína imunomoduladora de células T envolvida na proteção contra a doença do enxerto contra o hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITFG1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene (Humano)	81533
ID do Gene	81533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 313-612 do ITFG1 humano (NP_110417.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TB96
Peso Molecular da Proteína	68kDa
Envio	Em saco de gelo