

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itga10 Para Wb E Elisa - 075578

Número do item: CM0024281

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITGA10 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para estudos de receptores de colágeno. Peso proteico: 128 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGA10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRO827; ITGA10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8515
GeneID	8515
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 801-1040 do ITGA10 humano (NP_003628.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075578
Peso Proteico	128 kDa
Envio	Saco de Gelo