


Anticorpo Monoclonal Anti-Itga1/Cd49A () Para Fc - P56199

Número do item: CM0012666



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano ITGA1/CD49a conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece a integrina alfa-1, um receptor de laminina e colágeno, permitindo a detecção confiável desta molécula de adesão celular em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano ITGA1/CD49a
Observações/Apêndice	VLA1; CD49a
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3672
ID do Gene	3672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 do ITGA1/CD49a humano (NP_852478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso Proteico	131kDa
Envio	Em saco de gelo