

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itga8 Para Wb E Elisa - P53708

Número do item: CM0017333

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITGA8, obtido com imunógeno de proteína recombinante. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Peso molecular alvo de 117 kDa. ITGA8 é uma subunidade alfa de integrina envolvida no desenvolvimento renal e na adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGA8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ITGA8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8516
GeneID	8516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 907-1000 do ITGA8 humano (NP_003629.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53708
Peso da Proteína	117 kDa
Envio	Bolsa de gelo