

Anticorpo Policlonais Anti-Itga9 Para Wb, Elisa - Q13797

Número do item: CM0025116

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Integrina alfa-9 (ITGA9), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para estudos de pesquisa em adesão celular e vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGA9 pAb de coelho
Observações/Apelido	RLC; ITGA4L; ALPHA-RLC; ITGA9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3680
GeneID	3680
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-250 da ITGA9 humana (NP_002198.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13797
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Saco de gelo