

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Itgae (Cd103) Para Wb E Elisa - P38570

Número do item: CM0026372



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado à integrina alfa-E (CD103). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para investigação de adesão de linfócitos, imunidade mucosa e biologia da barreira epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGAE Rabbit pAb
Observações/Alias	CD103; HUMINAE; ITGAE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3682
ID do Gene	3682
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-200 da ITGAE humana (NP_002199.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38570
Peso da Proteína	130kDa
Transporte	Bolsa de gelo