

Anticorpo Policlonais Anti-Itgax Para Wb, If/Icc, Elisa - P20702

Número do item: CM0013100



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITGAX (CD11C) humano para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo de adesão de monócitos, respostas inflamatórias e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGAX Rabbit pAb
Observações/Alias	CD11C; SLEB6; ITGAX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3687
GeneID	3687
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 146-342 de ITGAX (NP_000878.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20702
Peso Proteico	128kDa
Envio	Saco de gelo