

Anticorpo Policlonal Anti-Itgb3Bp Para Ihc-P E Elisa - Q13352

Número do item: CM0014793



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ITGB3BP humano (CENPR, NRIF3). Validado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de centrômeros, regulação da transcrição e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ITGB3BP Rabbit pAb
Observações/Alíás	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Espécie	Humano
GeneID	23421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-111 de ITGB3BP humano (NP_055103.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q13352
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo