

Anticorpo Policlonal Anti-Itgb3Bp Para Wb E Elisa - Q13352

Número do item: CM0030324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ITGB3BP (CENPR, NRIF3) humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação da transcrição e centrômero/creocentrômero.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGB3BP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23421
GeneID	23421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-111 de ITGB3BP humano (NP_055103.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13352
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo