

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itgb6 Para Wb, Elisa - P18564

Número do item: CM0019719



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITGB6 humano para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece ITGB6 de humano, camundongo e rato. Receptor integrina beta-6 envolvido na adesão celular, ativação do TGF-beta e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGB6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AI1H; ITGB6
Espécie	Humano
ID do Gene	3694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 732-788 do ITGB6 humano (NP_000879.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18564
Peso Molecular da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo