

Anticorpo Policlonal Anti-Itgb7 Para Wb, Elisa - P26010

Número do item: CM0030086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ITGB7 para Western blot e ELISA, validado em humano e camundongo. Tem como alvo a integrina beta-7, um receptor-chave de homing de linfócitos para pesquisa de tecido linfoide associado ao intestino.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGB7 Coelho pAb
Observações/Apelido	ITGB7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3695
ID do Gene	3695
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do ITGB7 humano (NP_000880.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P26010
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Em saco de gelo