

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itgb8 Para Wb E Elisa - P26012

Número do item: CM0029509



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ITGB8 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a integrina beta-8, um receptor de fibronectina envolvido na ativação do TGF-beta e na vasculogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGB8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ITGB8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3696
ID do Gene	3696
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-320 do ITGB8 humano (NP_002205.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26012
Peso da Proteína	86 kDa
Transporte	Saco de gelo