

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itgbl1 Para Elisa E Wb - 095965

Número do item: CM0021863

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ITGBL1 validado para WB e ELISA. Reconhece o ITGBL1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função da proteína 1 semelhante à integrina beta na biologia vascular e na pesquisa da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ITGBL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	OSCP; TIED; ITGBL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9358
GeneID	9358
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 do ITGBL1 humano (NP_004782.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	095965
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo