


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itih4 Para Wb, Elisa - Q14624

Número do item: CM0014366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ITIH4 humano (cadeia pesada H4 do inibidor inter-alfa-tripsina), adequado para WB e ELISA. Ideal para estudar respostas de fase aguda e mecanismos inflamatórios específicos do fígado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITIH4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIHL1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3700
GeneID	3700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 689-930 do ITIH4 humano (NP_002209.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14624
Peso Proteico	103kDa
Envio	Saco de gelo