


Anticorpo Policlonais Anti-Itln1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwa0

Número do item: CM0028742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITLN1 humano (Intelectina-1/Omentina) validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato; ideal para estudos de imunidade inata e metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITLN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HL1; LFR; HL-1; INTL; ITLN; hIntL; omentina; ITLN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55600
GeneID	55600
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-313 da ITLN1 humana (NP_060095.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8WWA0
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo