


Anticorpo Policlonal Anti-Itpa Para Wb, Elisa - Q9By32

Número do item: CM0016040



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a ITPA humana, uma enzima do metabolismo de nucleotídeos. Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Adequado para estudar a exclusão de purinas não canônicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ITPA Coelho pAb
Observações/Apelido	DEE35; My049; ITPase; NTPase; C20orf37; dj79416.3; HLC14-06-P; ITPA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3704
ID do Gene	3704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 da ITPA humana (NP_258412.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY32
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo