


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itpka Para Wb, Elisa - P23677

Número do item: CM0021942



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ITPKA humano (inositol-trisphosphato 3-quinase A), adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de InsP3 e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITPKA Rabbit pAb
Observações/Alias	IP3KA, IP3-3KA, ITPKA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3706
ID do Gene	3706
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 141-461 do ITPKA humano (NP_002211.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P23677
Peso da Proteína	51 kDa
Transporte	Bolsa de gelo