

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itpkb Para Wb E Elisa - P27987

Número do item: CM0025943

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITPKB humano (IP3K-B), validado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Ideal para estudar a homeostase de cálcio e vias de sinalização de inositol fosfato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITPKB Rabbit pAb
Observações/Apelido	IP3K; IP3KB; PIG37; IP3K-B; IP3-3KB; ITPKB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3707
GeneID	3707
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do ITPKB humano (NP_002212.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27987
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo