

Anticorpo Policlonal Anti-Itpr2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14571

Número do item: CM0023514

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ITPR2 humano (IP3R2), um canal de cálcio dependente de IP3. Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Indicado para pesquisa em sinalização de cálcio e estudos de músculo/coração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ITPR2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ANHD; IP3R2; CFAP48; INSP3R2; ITPR2
Espécie	Humano
ID do Gene	3709
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14571
Peso da Proteína	308kDa
Envio	Bolsa de gelo