


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Itpr3 Para Wb, Elisa - Q14573

Número do item: CM0004035



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao ITPR3 humano (IP3R3) para Western blotting e ELISA. Ideal para estudar a liberação de cálcio mediada por inositol 1,4,5-trifosfato e a sinalização intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITPR3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3710
GeneID	3710
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1630-1870 do ITPR3 humano (NP_002215.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14573
Peso Proteico	304kDa
Transporte	Saco de Gelo