


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itpr3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14573

Número do item: CM0018363



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ITPR3 (IP3R-3), um canal de cálcio. Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização celular e homeostase do cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITPR3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3710
GeneID	3710
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1630-1870 do ITPR3 humano (NP_002215.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14573
Peso Proteico	304kDa
Envio	Saco de gelo