

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itprrip Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwb1

Número do item: CM0017157

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITPRIP humano (DANGER), específico para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudos de sinalização de cálcio envolvendo a interação com o receptor de trifosfato de inositol 1,4,5 e a biologia de membranas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | ITPRIP pAb de coelho                                                                                                         |
| Observações/Alias   | DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (humano)     | 85450                                                                                                                        |
| GeneID              | 85450                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-290 do ITPRIP humano (NP_203755.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade cruzada | Humano                                                                                                                       |
| SWISS               | Q8IWB1                                                                                                                       |
| Peso da proteína    | 62 kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                |