

Anticorpo Policlonais Anti-Itsn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzm3

Número do item: CM0024505



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ITSN2 validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta intersectina-2 (Q9NZM3, 193 kDa) humana, de camundongo e rato. Útil para estudos de endocitose, dinâmica de actina e formação de dendritos de melanócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITSN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SWA; SWAP; SH3D1B; SH3P18; PRO2015; ITSN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50618
GeneID	50618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-620 do ITSN2 humano (NP_006268.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZM3
Peso da Proteína	193kDa
Envio	Bolsa de gelo