


Anticorpo Policlonais Anti-Ivd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P26440

Número do item: CM0023115



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IVD humano (isovaleril-CoA desidrogenase). Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Útil para estudos de catabolismo da leucina e oxidação mitocondrial de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IVD Rabbit pAb
Observações/Alias	IVDH; ACAD2; IVD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3712
ID do Gene	3712
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-200 do IVD humano (NP_002216.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26440
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo