


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q92905

Número do item: CM0007866



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra JAB1/CSN5/COPS5 (subunidade 5 do complexo do signalossomo COP9), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JAB1/CSN5/COPS5 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Espécie	Humano
ID do Gene	10987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de JAB1/CSN5/COPS5 humano (Q92905)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92905
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo