

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92905

Número do item: CM0016340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JAB1/CSN5/COPS5 humano, uma subunidade do signalossoma COP9 envolvida na denedilação e degradação proteica. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JAB1/CSN5/COPS5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10987
GeneID	10987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 do JAB1/CSN5/COPS5 humano (NP_006828.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92905
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em bolsa de gelo