


Anticorpo Policlonal Anti-Jade1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6le81

Número do item: CM0027625



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o JADE1 humano, uma subunidade de andaime do complexo histona acetiltransferase HBO1. Validado em WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de cromatina e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JADE1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PHF17, JADE1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79960
ID do Gene	79960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-509 do JADE1 humano (NP_079176.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6IE81
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo