


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jade1 Para If/Icc, Elisa - Q6Ie81

Número do item: CM0017394



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JADE1 validado para IF/ICC e ELISA. Detecta JADE1 humano e de camundongo, uma proteína de suporte do complexo HBO1 envolvida na acetilação de histonas, apoptose e sinalização Wnt. Ideal para pesquisas de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra JADE1
Observações/alias	PHF17; JADE1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	79960
ID do gene	79960
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-509 de JADE1 humano (NP_079176.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q6IE81
Peso da proteína	96 kDa
Envio	Bolsa de gelo