

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jag2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y219

Número do item: CM0018458



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho JAG2 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo: Proteína jagged-2, um ligante de Notch envolvido no desenvolvimento e sinalização. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento e distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho JAG2
Observações/Apelido	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3714
ID do Gene	3714
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-200 do JAG2 humano (NP_002217.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y219
Peso da Proteína	133kDa
Remessa	Saco de gelo