


Anticorpo Policlonal Anti-Jak1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23458

Número do item: CM0018794



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho JAK1 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com JAK1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de sinalização de citocinas e da via JAK-STAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JAK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JTK3, AIIDE, JAK1A, JAK1B, JAK1
Espécie	Humano
GeneID	3716
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 30-300 do JAK1 humano (NP_002218.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23458
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Saco com gelo