

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jak1 Para Wb E Elisa - P23458

Número do item: CM0004638

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra JAK1 humana, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. JAK1 é uma tirosina quinase envolvida na sinalização de citocinas (P23458).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JAK1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B
Espécie	Humana
GeneID	3716
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 721-820 da JAK1 humana (NP_002218.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23458
Peso Molecular da Proteína	133kDa
Envio	Saco de gelo