


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Jak1 Para Wb E Elisa - P23458

Número do item: CM0003746



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a tirosina quinase JAK1 humana (P23458). Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de citocinas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho JAK1
Observações/Apêndice	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B; JAK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3716
GeneID	3716
Imunôgeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do JAK1 humano (P23458).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23458
Peso Proteico	133kDa
Envio	Saco de gelo