


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Jak3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52333

Número do item: CM0014086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao JAK3 humano, uma tirosina quinase não receptora envolvida na sinalização de citocinas. Validado em WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JAK3 Coelho pAb
Observações/Apelido	JAKL; LJAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3718
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-530 do JAK3 (NP_000206.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P52333
Peso Proteico	125kDa
Envio	Bolsa de Gelo