

Anticorpo Policlonal Anti-Jakmip2 Para Wb, Elisa - Q96Aa8

Número do item: CM0015250

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o JAKMIP2, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a proteína de hélice superassociada ao complexo de Golgi em tecidos neuroendócrinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	JAKMIP2 p Coelho
Observações/Apelido	NECC1; JAMIP2; JAKMIP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9832
ID do Gene	9832
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 561-810 do JAKMIP2 humano (NP_055605.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AA8
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo