

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jam-A/Cd321 Para Wb, Elisa - Q92993

Número do item: CM0018909



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a JAM-A/CD321, adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para estudos de adesão celular e junções estreitas. SWISS: Q92993.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JAM-A/CD321 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	16456
GeneID	16456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-242 do JAM-A/CD321 de camundongo. (NP_001193762.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92993
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo