

## Anticorpo Monoclonal Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Fc - Q9Y624

Número do item: CM0004178



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a JAM-A/CD321/F11R humana, adequado para citometria de fluxo. Imunogênio recombinante (aa 28-242), reage cruzadamente com humanos. Ideal para pesquisas sobre junções apertadas, transmigração e entrada viral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano JAM-A/CD321/F11R mAb                                                                                                                     |
| Observações/Alias   | JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 50848                                                                                                                                                       |
| Imunogênio          | Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-242 de JAM-A/CD321/F11R humana (NP_058642.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                      |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                                      |
| SWISS               | Q9Y624                                                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 27kDa/32kDa                                                                                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                                |