

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624

Número do item: CM0007674



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à JAM-A humana (F11R, CD321). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Específico para humanos. 33 kDa. Ideal para pesquisa de junções estreitas, estudos de transmigração de leucócitos e análise de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-JAM-A/CD321/F11R
Observações/Alias	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1, JAM-A/CD321/F11R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50848
Imunógeno	Proteína recombinante de JAM-A/CD321/F11R humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y624
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo