

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y624

Número do item: CM0014384



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JAM-A humano (molécula de adesão de junção A) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisas de junção e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JAM-A/CD321/F11R pAb de Coelho
Observações/Apelido	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
Espécie	Humano
ID do Gene	50848 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-238 do JAM-A/CD321/F11R humano (NP_058642.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y624
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco com gelo