

Anticorpo Coelho Polymab® Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624 / O88792

Número do item: CM0005712



introdução

PolymAb® de Coelho direcionado a JAM-A/CD321/F11R, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece JAM-A humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa em junções estreitas, ativação plaquetária e entrada viral. UniProt: Q9Y624 / O88792.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® de Coelho JAM-A/CD321/F11R
Observações/Apelido	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espécie	Humano/Camundongo
ID do Gene (Humano)	50848
ID do Gene	50848/16456
Imunógeno	Proteína recombinante de JAM-A/CD321/F11R humano/camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y624/O88792
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de Gelo