

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jam2 Para Wb E Elisa - P57087

Número do item: CM0026755

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-JAM2 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com JAM2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a extravasão de leucócitos, a migração de células-tronco hematopoiéticas e a biologia das junções apertadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho JAM2
Observações/Apêndice	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	58494
ID do Gene	58494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 29-238 do JAM2 humano (NP_067042.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P57087
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo