


Anticorpo Policlonal Anti-Jarid1B Para Wb, Elisa - Q9Ugl1

Número do item: CM0015025



introdução

Anticorpo policlonal de coelho JARID1B validado para WB e ELISA. Reconhece JARID1B humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em biologia da cromatina e câncer. - Q9UGL1

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JARID1B Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10765
ID do Gene	10765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1400-1500 do JARID1B humano (NP_006609.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UGL1
Peso Proteico	176kDa
Envio	Em saco de gelo