

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Jarid2 Para Wb, Elisa - Q92833

Número do item: CM0008342



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a JARID2 (proteína 2 contendo domínio Jumonji/ARID), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Reconhece uma subunidade acessória do PRC2 crítica para o desenvolvimento embrionário e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho JARID2
Observações/Apelido	JMJ; DIDDF; JARID2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3720
GeneID	3720
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do JARID2 humano (Q92833).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92833
Peso Proteico	139kDa
Envio	Bolsa de Gelo