

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jarid2 Para Wb E Elisa - Q92833

Número do item: CM0030707



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JARID2, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Tem como alvo um regulador chave do PRC2 envolvido no desenvolvimento embrionário e modificação da cromatina. Ideal para pesquisa em epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JARID2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	JMJ; DIDDF; JARID2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3720
ID do Gene	3720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1027-1246 do JARID2 humano (NP_004964.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q92833
Peso Proteico	139kDa
Envio	Saco de gelo